

Aspirateur chirurgical mobile 2x2,5 L 2x4 L

Marque : SMAF
Modèle : YX980D
Origine : Chine



Description :

L'aspirateur chirurgical est l'outil idéal lors des opérations chirurgicales où de grandes quantités de fluides doivent être aspirées. Grâce à ses deux bouches de 4L ainsi que deux autres de 2L, il offre la possibilité d'ajuster les contenants en fonction de la quantité de fluides à aspirer durant la chirurgie mais s'utilisera également en post-opératoire. Sa configuration parfaite, sa versatilité et son cylindre à double piston offrant un flux d'aspiration puissant et constant ; font de cet aspirateur un indispensable du bloc opératoire.

Caractéristiques:

1- Pompe à vide type piston sans huile, longue durée, ne nécessitant pas d'entretien ; avec un débit atteignant 80L/min et une montée d'aspiration rapide

- 2- Le dispositif de protection contre les débordements empêche les fluides liquides de pénétrer dans le tuyau intérieur et la pompe.
- 3- Le filtre à air protège la pompe de toute pollution.
- 4- Bouches en polycarbonate transparent de haute qualité avec haute résistance, grande capacité et facile à nettoyer.
- 5- Changement rapide vers un contenant vide lors des opérations grâce à la valve d'inversion.
- 6- La boîte de rangement à l'arrière de l'appareil sert de rangement à la pédale de commande, cordon d'alimentation etc... Plus pratique lors des déplacements ou pour le rangement de l'appareil.

Caractéristiques techniques

- 1- Vide maximum : 0,09 MPa (680mmHg)
- 2- Plage de vide réglable : 0,02 MPa – 0,09 MPa
- 3- Débit : ≥ 80 L / Min
- 4- Niveau sonore : ≤ 60 dB (A)
- 5- Capacité bouches : 4L x 2 + 2L x 2 (PC)
- 6- Tension : AC220 50 Hz
- 7- Alimentation : 280 Va
- 8- Dimensions : 330mm x 390 mm x 890 mm
- 9- Dimension colis : 440mm x 500mm x 995mm
- 10- Poids brut/Poids net: 27kg / 22 kg