

BAIN MARIE 19,3 L

Type : WB-19-6

Marque : FATHFUL

Origine : CHINE



Description du produit:

Réservoir intérieur : 1 trou, 2 trous, 2 rangées et 4 quatre trous, 2 rangées et 6 trous sont une chambre intérieure étirée en acier inoxydable. 1 rangée et 4 trous, 1 rangée et 6 trous, 2 rangées et 8 trous sont une chambre intérieure en acier inoxydable.

Description technique :

Mode de chauffage : Chauffage en bas, convection naturelle de température de l'eau

Fonction :

- Gamme de Température : RT + 5 ~ 100 C°
- Température de Résolution : 0,1 C°
- Température de Mouvement : $\pm 0,5$ C°

Structure :

Importation d'équipements de Laboratoire, Matériel Médical, et consommable

- Bac d'eau : acier inoxydable traite avec procédé d'électrolyse
- Externe : surface pulvérisée en poudre électrostatique
- Chauffe-eau : Tube chauffant en acier inoxydable Type U
- Classement : 1500 W

Manette :

- contrôle de température : Pid
- Réglage de température : Réglage sur bouton
- affichage de température : Affichage de température mesurée sur écran haut
Affichage de température enregistrée sur écran bas

- Minuteur : 0~999 min (avec fonction de synchronisation)
 - Fonction : Réglage de température, Réglage de temp, arrêt Automatique.
- Capteur : thermorésistant

Dispositif de sécurité : Alarme de surchauffe, protection contre les courts-circuits

Spécifications :

- Chambre intérieure Taille (W * l * h) (mm) : 900 x 165 x 130
- Taille extérieure (W * l * h) (mm) : 930 x 350 x 210
- Taille d'emballage (W * l * h) (mm) : 1000 x 260 x 275
- Volume interne : 19.3L
- Couverture ouverture : Ø120mm
- Matériel de couverture : Plastique PP
- Numéro de couverture par trou : 5
- Alimentation 50 / 60Hz): AC220V 6.8A
- Poids net / Poids brut (kg) : 8kg / 10 kg