

Centrifugeuse de paillasse 24 tube

Marque : SK centrifuge

Type : TD-400

Origine : CHINE



La TD-400 est une petite centrifugeuse dotée d'un rotor à angle fixe qui a été développée spécifiquement pour une utilisation en milieu clinique. Il peut centrifuger 24 tubes de sang jusqu'à 10 ml de volume à une vitesse maximale de 4 200 RPM / 2 680 RCF.

- Ecran LED affiche RPM/RCF et l'heure
- RCF peut être réglé directement
- Plage de minuterie >1 min à 99 min
- L'utilisateur peut réinitialiser les paramètres lorsque le rotor tourne
- Entraînement par moteur à fréquence variable
- Verrouillage électronique du couvercle pour assurer la sécurité
- Chambre en acier inoxydable 304
- Rotor à angle fixe autoclavable
- Compatible avec les tubes de sang de 13 mm et 16 mm
- Peut exécuter 24 tubes à la fois

Caractéristiques techniques :

Modèle : TD-400

Vitesse maximale : 4200rpm

FCR maximale : 2680xg

Capacité maximale : 24x10ml blood tube

Précision de la vitesse : ± 20 rpm

Minuterie : 1min~99min

Bruit : ≤ 60 db(A)

Consommation d'énergie : 250W

Dimension : 375x300x260 mm

Poids : 17kg