

Centrifugeuse de paillasse 48 tubes

Modèle: TD-5Z

Marque : SK centrifuge

Origine : CHINE



TD-5Z est une centrifugeuse de paillasse pour application générale. Il peut contenir des tubes de 15 ml, 50 ml, 100 ml, pour un tube de 15 ml, il peut faire fonctionner 32 tubes à la fois. La centrifugeuse est équipée d'un rotor pivotant spécialement pour 48 tubes de prélèvement sanguin sous vide de 13 mm. Il existe également un rotor de microplaque pour 96 puits plaque.

- ✓ jusqu'à 100 programmes définis par l'utilisateur
- ✓ jusqu'à 20 taux d'accélération et de décélération
- ✓ Plage de minuterie jusqu'à 99h59m59s
- ✓ Jusqu'à 5 étapes de mode de centrifugation multi-étapes disponible
- ✓ Ecran LED affiche les paramètres importants
- ✓ RCF peut être réglé directement
- ✓ 2 modes de minuterie en option : HH:MM ; MM:SS
- ✓ L'utilisateur peut réinitialiser les paramètres lorsque le rotor tourne
- ✓ Contrôle par microprocesseur
- ✓ Serrure électronique du couvercle, contrôlée par un moteur indépendant

Importation d'équipements de Laboratoire, Matériel Médical, et consommable

- ✓ Le couvercle ne peut être ouvert que lorsque le rotor arrête complètement de tourner
- ✓ Tige hydraulique supportant le couvercle
- ✓ Port dans le couvercle pour l'étalonnage et la vérification du fonctionnement
- ✓ Déverrouillage d'urgence du couvercle
- ✓ Moteur à fréquence variable.
- ✓ Fonctionnement stable, sans entretien, longue durée de vie
- ✓ Boîtier : Acier épais et résistant
- ✓ Chambre : Acier inoxydable 304 de qualité alimentaire.
- ✓ Anticorrosion et facile à nettoyer
- ✓ Rotor pivotant en acier inoxydable.
- ✓ Les rotors sont autoclavables

Descriptions technique :

- ✓ Modèle : TD-5Z
- ✓ Vitesse maximale : 5000rpm
- ✓ FCR maximale : 4650xg
- ✓ Capacité maximale : 8x100ml
- ✓ Précision de la vitesse : ± 10 rpm
- ✓ Réglage de l'heure : 1s $\sim$ 99h59m59s
- ✓ Bruit : ≤ 60 dB(A)
- ✓ Consommation d'énergie : 500w
- ✓ Dimensions : 550x430x350mm
- ✓ Poids : 40kg