

Centrifugeuse 76 tubes

Model : TD-6M

Marque : SK centrifuge

Origine : Chine



TD-6M est une centrifugeuse d'une capacité maximale de 2 L, qui convient au tube de 0,2 ml à 5 000 ml, un tube de sang standard et une plaque ELISA. Et peut répondre à différentes exigences de centrifugeuses.

Descriptions :

- 12 programmes définis par l'utilisateur
- 19 taux d'accélération et de décélération
- Minuterie : 1 s à 9 999 min 59 s
- Ecran LCD affiche tous les paramètres
- RCF peut être réglé directement
- L'utilisateur peut régler les paramètres lorsque le rotor tourne
- Contrôle par microprocesseur
- Serrure électronique motorisée
- La porte ne peut pas être ouverte lorsque le rotor tourne
- Charnière à gaz de la porte
- Port dans la porte pour l'étalonnage et la vérification du fonctionnement
- Déverrouillage d'urgence de la porte
- Moteur à fréquence variable.
- Fonctionnement stable, sans entretien, longue durée de vie

Importation d'équipements de Laboratoire, Matériel Médical, et consommable

Boîtier : Acier épais et résistant
Chambre : Acier inoxydable 304 de qualité alimentaire.
Anticorrosion et facile à nettoyer
Rotor à angle fixe en alliage d'aluminium
Rotor pivotant en acier inoxydable.
Les rotors sont autoclavables

Spécifications techniques :

Modèle : TD-6M
Vitesse maximale : 6000rpm
FCR maximale : 5200xg
Capacité maximale : 4x500ml
Précision de la vitesse : ± 10 rpm
Minuterie : 1m ~ 9999m59s
Bruit : ≤ 60 dB(A)
Consommation d'énergie : 600w
Dimensions : 560x450x415mm
Poids : 53kg