

Détecteur de veine

Marque : BLZ TECH

Type : VS30

Origine : Chine



Spécifications :

Luminosité :

La luminosité réglable permet aux cliniciens de personnaliser la luminosité de l'image est basée sur l'environnement lumière.

Couleurs:

Les couleurs commutables peuvent s'adapter à différents besoins des infirmières

Taille :

Différentes tailles d'image peuvent aider le personnel médical à se concentrer sur une veine, ce qui est également utile pour l'enfant.

Inverse :

Les cliniciens peuvent mettre en évidence les veines ou mettre en valeur les tissus environnants

Type de lumière : Lumière proche infrarouge

Meilleure distance de projection : 200 ± 20 mm

Dimensions : 240x60x60mm(LxWxH)

Temps de fonctionnement de la batterie : 4 heures

Mode de fonctionnement : Portatif ou suspendu

Applications :

Importation d'équipements de Laboratoire, Matériel Médical, et consommable

Le détecteur de veines peut afficher numériquement une carte du système vasculaire sur la surface de la peau en temps réel, aidant les professionnels de la santé à vérifier la perméabilité des veines et à éviter les valvules ou les bifurcations. Le détecteur de veines est une modalité éprouvée qui peut améliorer les soins aux patients et économiser de l'argent. Du temps pour les cliniciens et les patients

Option : Support