

ECG 03 pistes

Marque : Yonker
Type : PE-E3B
Origine : CHINE



Description :

La conception ergonomique et pratique offre aux cliniciens la meilleure expérience utilisateur
Filtre numérique de haute précision, réglage automatique de la ligne de base
Ecran LCD couleur 5 pouces
Le clavier design grandement rationalise le flux de travail
L'imprimante thermique peut tracer avec précision chacun point de la forme d'onde ECG
Prise en charge des ports USB/UART Stockage USB
Plusieurs langues et une variété de périphériques
S'adapter à une alimentation 110-230 V, 50/60 Hz
Batterie Li-ion rechargeable intégrée
Facile à utiliser
Interface multifonctionnelle USB

Caractéristiques techniques:

Constante de temps : _3.2s
Réponse en fréquence : 0.05~160Hz (-3db)
Niveau de bruit : <15uVp-p
Interférence inter-canaux : _0.5mm
Sensibilité : Automatique, 2,5,5,10,20,40 mm/mV(±3 %)
Mode d'enregistrement : 1ch+,3ch,3ch+

Importation d'équipements de Laboratoire, Matériel Médical, et consommable

Vitesse du papier : 6.25,12.5,25,50mm/s($\pm 3\%$)

Papier d'enregistrement : Papier thermique en rouleau de 80 mm x 20 m

Alimentation : CA : 110-230 V ($\pm 10\%$), 50/60 Hz, 40 VA DC : batterie Li-ion rechargeable intégrée. 14,4 V, 2 200 mAh.

Port de communication : USB, UART

Dimensions/Poids : 300mmx230mmx72mm, 2.8kgs

Livré avec :

- Câble patient
- Électrodes de membres
- Électrodes thoraciques : 1 ensemble (6 pièces)
- Câble d'alimentation
- Câble de mise à la terre
- Fusible : 2 pièces
- Axe papier : 1 pièce
- Papier d'enregistrement : 1 rouleau (80mmx20m)
- Manuel d'utilisation : 1exemplaire

Électrodes :

- 12 dérivations standard, 3 canaux
- Acquisition des dérivations : Acquisition synchronisée des 12 dérivations
- Mode de fonctionnement : Manuel / Automatique / R-R / Stockage
- Filtre :
 - Filtre AC : 50Hz/60Hz
 - Filtre EMG : 25Hz/45Hz
 - Filtre anti-dérive : 0,15Hz (adaptatif)
- CMRR (Rapport de rejet du mode commun) : 120dB (avec filtre AC)
- Circuit d'entrée : Flottant ; Circuit de protection contre l'effet du défibrillateur
- Impédance d'entrée : $\geq 50M\Omega$
- Courant du circuit d'entrée : $\leq 0,05\mu A$
- Fuite de courant du patient : $< 10\mu A$
- Tension de calibration : 1mV $\pm 2\%$
- Tolérance de tension : $\pm 500mV$