

Distillateur d'eau 8L/H Avec réservoir de 16L

Marque : POBEL

Modèle : DETA 0080

Origine : Espagne



Spécifications:

Le nouveau modèle DESA, est un distillateur intégré pour obtenir de l'eau de haute pureté. Conçu pour fonctionner automatiquement avec une production de 8 litres par heure, comprend plusieurs systèmes de sécurité pour fonctionner en continu. Produit de l'eau distillée pour les appareils les plus courantes en laboratoire. Fabriqué en acier inoxydable, idéal pour produire de l'eau de haute qualité. Intègre un capteur de niveau pour un fonctionnement automatique et pour la sécurité de l'appareil.

CAPTEUR DE NIVEAU :

- Il désactive l'appareil en cas de manque d'eau.
- Il active l'appareil si l'alimentation en eau est suffisante.

THERMOSTAT :

- Le thermostat de sécurité protège l'appareil en cas de surchauffe.

EAU DISTILLÉE DE HAUTE PURETÉ

Intègre d'un condensateur à grande surface et une résistance de haute qualité.

Toutes les pièces sont en acier inoxydable, de sorte que l'eau est toujours en contact avec une extrême inerte (stabilité), ce qui assure de l'eau de haute qualité, sans ions métalliques ni pyrogènes, avec une conductivité de 1,5 $\mu\text{S} / \text{cm}$.

Caractéristiques technique :

- Capacité de production : 8L/H
- Réservoir de 16L
- Conductivité : 1,5 $\mu\text{S}/\text{cm}$
- Refroidissement : 1.3l/min
- Puissance électrique : 2x3000W
- Voltage : 220V
- Dimension (L*W*H) : 37*26*63.5 cm
- Poids : 16.5Kg