

BAIN MARIE 6.3 L

Modèle : WB-7-2

Marque : FAITHFUL

Origine : CHINE



Caractéristiques techniques :

Réservoir intérieur : en acier inoxydable

Mode de chauffage : convection naturelle de température de l'eau

Fonction :

- Gamme de Température : RT + 5 ~ 100 C°
- Température de Résolution : 0,1 C°
- Température de Mouvement : $\pm 0,5$ C°

Structure :

- Bac d'eau : acier inoxydable traité avec procédé d'électrolyse
- Externe : surface pulvérisée en poudre électrostatique
- Chauffe-eau : Résistance chauffante en acier inoxydable Type U
- Classement : 600 W

Manette :

- Contrôle de température : Pid
- Réglage de température : Réglage sur bouton
- Affichage de température : Affichage de température mesurée sur écran haut
Affichage de température enregistrée sur écran bas
- Minuteur : 0~999 min (avec fonction de synchronisation)
- Fonction : Réglage de température, Réglage de temp, arrêt
Automatique.
- Capteur : thermorésistant

Eurl DARELMED, Locaux C et D Immeuble N° 12 Toukacht Commune Tizi Rached W.Tizi Ouzou

TEL.: 026 41 98 85 fax 026 41 98 56 / 0560 57 76 83 - e-mail: darelmmed@gmail.com

WWW.DARELMED.COM

Importation d'équipements médicaux

Dispositif de sécurité : Alarme de surchauffe, protection contre les courts- circuits

Spécifications :

- Chambre intérieure Taille (W * l * h) (mm) : 305 x 160 x 130
- Taille extérieure (W * l * h) (mm) : 340 x 210 x 210
- Taille d'emballage (W * l * h) (mm) : 405 x 275 x 275
- Volume interne : 6.3L
- Couverture ouverture : Ø120mm
- Matériel de couverture : Plastique PP
- Numéro de couverture par trou : 5
- Alimentation (50 / 60Hz): 100- 240 V - 50 /60Hz
- Poids net / Poids brut (kg) : 4 kg / 5 kg