

Laveur de microplaque Elisa

Modèle : LW W12

Marque : LANDWIND

Origine : CHINE



Tête de lavage 12 voies interchangeable

Programmable jusqu'à 64 protocoles de lavage

Volume résiduel minimal

Faible variation d'un puits à l'autre

Programme d'autodiagnostic automatique

Système de surveillance automatique des liquides

Écran LCD tactile

Caractéristiques techniques :

- **Puissance d'entrée:** <80 W
- **Alimentation:** AC220V / 11 OV, SO / 60Hz
- **Température ambiante:** 10 ° C-30 ° C
- **Humidité relative:** <20% -85%
- **Poids:** 7.5Kg (bouteilles non incluses)
- **Dimension:** 380 mm (H) x350 mm (L) x 190 mm (D)
- **LAVAGE DE LA TÊTE :** 12 têtes
- **MODE DE LAVAGE :** Assiette Rowand
- **RANGÉES DE LAVAGE :** 1 à 12 lignes
- **VOLUME PRIME :** 50 à 700 µl
- **CYCLE DE DÉPLACEMENT :** 1 à 9 cycles
- **TEMPS DE NETTOYAGE :** 1 à 255 s
- **FOND CLAIR :** Oui/Non
- **LAVER LE BAS :** Oui/Non
- **CAPACITÉ DE LA BOUTEILLE :** > 2 L
- **PROGRAMMES WASH :** Jusqu'à 64
- **TYPE DE PLAQUE :** Jusqu'à 10
- **VOLUME RÉSIDUEL PAR PUIITS :** <2µl pour plaques de fond V / U, < 3µl pour fond plat assiettes
- **AFFICHAGE :** 128x64 pixels avec rétroéclairage
- **CLAVIER :** Écran tactile
- **ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION**