

Moniteur de surveillance 05 paramètres

Marque : Yonker
Type : YK-8000A
Origine : CHINE



Moniteur de surveillance 05 paramètres : ECG, RESP, SpO2, NIBP, TEMP et PR

Normes de qualité et classification :

Degré anti-électrochoc : Équipement de classe I (alimentation interne)

Gamme d'application :

Adulte/Pédiatrie/Néonatal/Médecine/Chirurgie/

Bloc opératoire/USI/USC

Affichage :

Écran tactile de 12,1 pouces

Environnement :

Conditions d'environnement de travail

Température :

Température de travail 0 – 40°C

Humidité :

Humidité de travail ≤ 85 %

Conditions d'expédition et de stockage

Importation d'équipements de Laboratoire, Matériel Médical, et consommable

Température :

Transport et stockage

Température

-20 – 60°C

Humidité :

Transport et stockage

Humidité ≤ 93 %

Spécifications électriques:

Tension d'alimentation : AC 100~240V

AC, fréquence d'alimentation : 50/60Hz,

puissance d'entrée maximale 70VA

Le fusible est F2AL 250V

Méthode de fonctionnement : travail continu

Batterie au lithium intégrée : d.c11.1V pas moins de 2000mA, temps de fonctionnement pas moins de 2 heures.

Dimensions et poids:

Taille du produit 262*336*84mm

Poids du produit 2,72 kg

ECG:

Gain : X0,25, X0,5, X1, X2, Auto

Vitesse de la forme d'onde : 12,5 mm/s, 25 mm/s,
50 mm/s

Sensibilité > 200 uV (crête à crête)

bande passante :

Mode de diagnostic : 0,05 à 130 Hz

Mode de surveillance : 0,5 à 40 Hz

Mode de fonctionnement : 1 à 20 Hz

Taux de rejet en mode commun :

Mode de diagnostic : > 90 dB

Mode de surveillance : > 100 dB

Mode de fonctionnement : > 100 dB

Tension de polarisation de l'électrode : ± 300 mV

Impédance d'entrée ≥ 5 M

Tension de polarisation CC : ± 300 mV

Signal d'étalonnage : 1 mV (crête à crête),
précision ± 5 %

Mesure de détection du segment ST :

Plage de mesure : -2,0 mV~+2,0 mV

Précision de mesure : dans la plage de

-0,8 mV~+0,8 mV, l'erreur de mesure est

±0,02 mV ou ±10 %, selon la valeur la plus élevée, les autres plages ne sont pas définies

Longueur des données de tendance:

Liste des limites de l'école : 400 groupes

Lecture de la forme d'onde : 6 000 secondes

Tableau des tendances : 7 jours

Importation d'équipements de Laboratoire, Matériel Médical, et consommable

Graphique des tendances : jusqu'à 7 jours

Révision des alarmes : 60 groupes

Segment ST :

Limite supérieure maximale 2,0 mv

Limite inférieure minimale -2,0 mv

Montant de réglage unique 0,1 mv

NIBP :

Plage de mesure et précision

Plage

Pression artérielle systolique adulte 40~270 mmHg

Pression artérielle diastolique 10~215 mmHg

Pression artérielle moyenne 20~235 mmHg

Plage de pression statique 0~300 mmHg

Précision de la pression statique ± 3 mmHg

Précision de la pression :

Erreur moyenne max.: ± 5 mmHg ;

Écart type max.: 8 mmHg

SpO2 :

Plage de mesure 0 à 100 %

Résolution 1 %

La précision est comprise entre 70 % et 100 %, et l'erreur de mesure doit être de ± 2 % ;

Dans la plage de 0 % à 69 %, l'erreur de mesure est indéfinie

Rythme cardiaque :

Plage de mesure 30~300bpm

Résolution 1bpm

Précision ± 3 bpm

Temps de mise à jour 1s

Adulte 15 à 300 bpm (battements/minute)

Nouveau-né/enfant 15 à 350 bpm (battements/minute)

Précision ± 1 % ou ± 1 bpm, selon la valeur la plus élevée

Taux de respiration :

Adulte 0 à 120 BrPM

Enfants et nouveau-nés de 0 à 150 BrPM

Dans la plage de 7 BrPM à 120 BrPM, l'erreur de mesure doit être de ± 2 BrPM.

Les erreurs dans les autres plages ne sont pas définies

Température :

Plage 0 à 50 °C

Résolution 0,1 °C

Précision $\pm 0,1$ °C (hors erreur de capteur)

Accessoires standards :

Brassard et tube NIBP

Câble et électrodes ECG

Importation d'équipements de Laboratoire, Matériel Médical, et consommable

Capteur SpO2
Sonde TEMP
Batterie lithium-ion
Câble d'alimentation
Manuel d'utilisation

Boutique et évaluation :

- ECG : 30 minutes de forme d'onde ECG d'une dérivation importante
- Alarme : 1 800 groupes d'événements d'alarme
- NIBP : 400 groupes de mesures NIBP
- Arythmie : 128 groupes de données (formes d'onde ECG de 8 secondes) -Mise hors tension
- Stockage hors tension : 72 heures de données de tendance et 1 forme d'onde ECG (en option)

ECG :

- Mode : 5 dérivations (standard) ; 3 dérivations ou 12 dérivations (option) -Sélection de dérivation : I, II, IH, aVR, aVL, aVF, V1~V6 (option) -Gain : AUTO, 0,25x, 0,5x, 1,0x, 2,0x, 4,0x
- Tension de claquage de l'isolant 4 000 VCA 50/60 Hz Vitesse de balayage 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
- Plage de fréquence cardiaque : Adulte : 10 à 300 bpm Enfant et nouveau-né : 10 à 350 bpm
- Précision de la fréquence cardiaque ± 1 % ou ± 1 bpm, selon la valeur la plus élevée

Alarme :

- Trois niveaux : faible, moyen et élevé
- Indication : auditive et visuelle
- Configuration : par défaut et personnalisée
- Silence : toutes les alarmes peuvent être désactivées
- Volume : 45-85 dB mesuré à 1 mètre