

Pousse seringue 02 voies

Modèle: EN-S5D

Marque : ENMIND

Origine : CHINE



Descriptions :

- Écran tactile couleur de 4,3 pouces
- Prend en charge les seringues de 2 ml à 60 ml
- IP44 étanche
- Paramétrage et édition directement sur écran tactile
- 7 modes de perfusion + mode micro + mode relais
- Volume de l'alarme et luminosité réglables
- l'historique enregistre plus de 5000 entrées
- Plage de débit de 0,1 ml/h à 2 000 ml/h
- Connexion WIFI en option au moniteur central
- Design compact et intuitif

Paramètres de base

- Matériau du boîtier: PBT + PC
- Ecran: écran tactile couleur de 4,3 pouces
- Type de seringue : 2/3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50/60 ml
Système ouvert, reconnaissance automatique des tailles de seringues après calibrage
- Mode de perfusion : ml/h (inclure le mode débit, le mode temps), le poids corporel, le relais, la bibliothèque de médicaments (facultatif), TIVA (facultatif)
- Précision : $\pm 2\%$
- Plage de débit : 0,1-2000 ml/h (incrément min. 0,01 ml/h)
- VTBI : 0-9999,99 ml (ml (incrément min. 0,01 ml)
- KVO : 0-5 ml/réglable (incrément min. 0,01 ml/h)
- Débit de bolus : 0,1 à 2 000 ml/h (bolus automatique et manuel disponible)
- Niveau d'occlusion : 4 niveaux réglables, 150 mmHg-900 mmHg
- Interface: interface multifonctionnelle DB 15
- Sans fil : WIFI (en option)
- Type d'alarme : seringue proche de l'extrémité VTBI presque vide, perfusée VTBI, seringue vide, occlusion, pré-alarme d'occlusion, chute de pression, batterie presque vide, batterie vide, pas de courant alternatif, débrayée, alarme de rappel, temps de veille expiré, KVO terminé, dose de médicament limites dépassées, erreur système.

Particularités :

- Titrage : modifier le débit sans arrêter la perfusion
- Dernière thérapie : la dernière thérapie peut être stockée et utilisée pour une perfusion rapide
- Bibliothèque de médicaments : plus de 2000 médicaments
- Anti-bolus : pression automatique de la ligne de chute pour réduire l'impact du bolus après l'occlusion
- Purge : éliminer la bulle d'air
- Verrouillage de l'écran : éviter les erreurs d'utilisation
- Mode veille : limitez le débit de perfusion maximal pour garantir la sécurité du patient
- DPS : Affichage de la pression en temps réel sous forme graphique et numérique
- Luminosité : réglable
- Volume de l'alarme : réglable
- Historique : plus de 5 000 entrées

Importation d'équipements de Laboratoire, Matériel Médical, et consommable

Source d'énergie:

- Alimentation CA : 100 V-240 V, 50/60 Hz, 0,25 A-0,10 A.
- Alimentation CC externe : 10-16 V
- Batterie : batterie au lithium polymère 2600 mAh, monocanal plus de 10 heures de fonctionnement à 5 ml/h, double canal plus de 5 heures de fonctionnement à 5 ml/h.

Autres:

- Classification : classel,CF
- Étanchéité : IP44
- Dimension (LxHxP) : 23,5x129,5x189 mm
- Poids : environ 2,7 kg