

TABLE OPERATOIRE ELECTRIQUE

Modèle : T200

Marque : CH MEDICAL

Origine : CHINE



Spécifications techniques :

La table chirurgicale électrique est destinée à être utilisée dans la Chirurgie générale, en chirurgie thoracique et abdominale, Chirurgie cérébrale, ophtalmologie, ORL, obstétrique et gynécologie et autres Départements.

Fonctions principales de la table chirurgicale :

- soulever et abaisser, Trendelenburg, reverse, inclinaison latérale vers la gauche et vers la droite.
- translation du corps de la table est contrôlée par un moteur électrique ; la rotation de la tête de lit et des pieds est contrôlée par un ressort à gaz
- le levage de la planche (BILLOT) de taille est contrôlé mécaniquement.

Le plateau de table peut être déplacé longitudinalement et peut être utilisé pour examen radiographique ou imagerie combiné avec un amplificateur de brillance

Caractéristiques techniques :

Table opératoire avec base en forme de T

Longueur de la table :	2020(± 20) mm
Largeur de la table:	500(± 20) mm (sans guide latéral)
Hauteur de la table (électrique) :	Minimum 730(± 20) - maximum 1030(± 20) mm (électrique) Plus

Translation longitudinale de la table: 380 ± 20 mm (électrique)

Angles d'inclinaison vers l'avant et vers l'arrière de la table (électrique):
inclinaison vers l'avant $\geq 20^\circ$,
Inclinaison vers l'arrière $\geq 20^\circ$

Angles d'inclinaison vers la gauche et vers la droite de la table (électrique) :
Inclinaison vers la gauche $\geq 20^\circ$,
Inclinaison vers la droite $\geq 20^\circ$

Angle de rotation de la tête (manuel): Rotation vers le haut $\geq 35^\circ$,
Rotation vers le bas $\geq 90^\circ$

Angle de rotation vers le haut du panneau arrière (électrique) :
Rotation vers le haut $\geq 71^\circ$
Rotation vers le bas $\geq 15^\circ$

Angle de braquage du repose-jambes (manuel) :
Tournage vers le haut $\geq 15^\circ$,
Vers le bas $\geq 90^\circ$,
Type essieu,
Angle extensible 180° ,
Détachable

Poids : 185 kg

Distance de levage du billot : 120 mm (± 10)

Accessoire :

- Arceau d'anesthésie
- Appuis bras (paire)
- Appuis jambe (paire)
- Epaulières (paire)
- Supports latéraux (paire)