

Table à manger hydraulique

Modèle : PSD-OBT012

Marque : PSD

Origine : CHINE



Table à manger hydraulique de haute gamme

1. Spécifications : 890*440*820/1030mm
2. La table mobile est fabriquée en matériau ABS de haute qualité
3. Le support central adopte un vérin hydraulique en aluminium, contrôlé par la poignée, levage assisté par ressort pneumatique, peut être un réglage de levage arbitraire

4. Roulettes de haute qualité, deux grandes roues, deux petites roues, faciles à déplacer sans bruit