

# **Table opératoire électrique 4 fonctions**

**Marque : CH MEDICAL**

**Modèle : T300**

**Origine : CHINE**



## **Spécifications techniques :**

- Le soulèvement, l'inclinaison avant et arrière, l'inclinaison gauche et droite du plateau, ainsi que le pliage du panneau arrière, sont contrôlés par un dispositif électrique ;
- Le pliage du panneau de tête et du panneau de pied est contrôlé par des ressorts à gaz ;
- Le soulèvement du panneau abdominal est contrôlé mécaniquement avec une distance de levée de 120 mm, répondant ainsi aux besoins des chirurgies biliaires et rénales ;
- La table d'opération est fabriquée en acier inoxydable 304 de qualité médicale, offrant une forte résistance à la pression, à la corrosion et étant facile à nettoyer ;
- Le plateau peut se déplacer longitudinalement et peut être utilisé pour un examen radiographique ou une imagerie combinée avec un bras en forme de C ;
- Le plateau est fabriqué à partir de matériaux composites à haute résistance et radiotransparents aux rayons X, répondant ainsi aux besoins d'imagerie clinique par rayons X ;
- Le matelas est fabriqué en mousse à mémoire de forme à rebond lent, permettant de répartir uniformément la pression de la charge et résistant à la corrosion, aux acides et aux bases, respirant et facile à nettoyer ;
- Les panneaux de tête et de pied sont amovibles, et les panneaux de jambes séparés peuvent être pliés vers le haut, étendus vers l'extérieur, ou pliés vers le bas pour faciliter les chirurgies gynécologiques et urologiques ;

La conception de l'apparence de la commande manuelle est lisse, ergonomique, sûre et fiable, et confortable à tenir ;

- Le couvercle inférieur en acier inoxydable haute résistance offre une forte résistance à la pression, à la corrosion et est facile à nettoyer ;
- Le frein mécanique est pratique pour le déplacement et l'immobilisation ;
- La table d'opération est équipée d'une batterie intégrée pour garantir le bon fonctionnement de l'appareil en cas de panne de courant.

### Dimensions du plateau :

- **Longueur** : 2020 mm ( $\pm 20$  mm)
- **Largeur** : 500 mm ( $\pm 20$  mm) (sans guide latéral)
- **Hauteur** (réglage électrique) :
  - Minimum : 720 mm ( $\pm 20$  mm)
  - Maximum : 1100 mm ( $\pm 20$  mm)

### Angles d'inclinaison du plateau (électrique) :

- **Inclinaison avant** :  $\geq 19^\circ$
- **Inclinaison arrière** :  $\geq 15^\circ$
- **Inclinaison gauche** :  $\geq 18^\circ$
- **Inclinaison droite** :  $\geq 18^\circ$

### Angles de rotation :

- **Tête de lit** (manuel) :
  - Rotation vers le haut :  $\geq 46^\circ$
  - Rotation vers le bas :  $\geq 90^\circ$
- **Dossier** (électrique) :
  - Rotation vers le haut :  $\geq 68^\circ$
  - Rotation vers le bas :  $\geq 15^\circ$
  - Détachable
- **Repose-jambes** (manuel) :
  - Rotation vers le haut :  $\geq 15^\circ$
  - Rotation vers le bas :  $\geq 90^\circ$
  - Type d'axe, angle extensible à  $180^\circ$
  - Détachable