

viscosimètre

Marque: Faithful
Type: NDJ-8S
Origine : CHINE



Description :

Le viscosimètre liquide NDJ-8S est un produit amélioré du viscosimètre rotatif dans notre usine. Cet appareil adopte une conception de machine avancée. Technologie de fabrication et technologie de contrôle par micro-ordinateur. La lumière bleue Ken et l'écran LCD haute luminosité sont sélectionnés pour un affichage correct de l'acquisition des données, et l'affichage des données est clair.

L'instrument est également équipé d'un capteur de température RS-232, d'une imprimante et d'autres fonctions d'interface. Après la connexion au PC et l'installation du CD-ROM, les données de test peuvent être enregistrées à la demande, la température du liquide peut être mesurée par un capteur de température et les résultats du test peuvent être imprimés directement par une micro-imprimante.

Le viscosimètre à affichage numérique NDJ-1S/4S est un produit amélioré du viscosimètre rotatif à pointeur traditionnel. Cet instrument adopte une technologie de fabrication de conception horizontale de machine avancée et une technologie de contrôle par ordinateur à puce unique. Affichage à tube numérique à LED, mesure précise du viscosimètre à l'aide de trois modes de fonctionnement à touches simples, - numéro de rotor correspondant à la touche, - vitesse de réglage de la touche, une touche pour lire la valeur de viscosité, très pratique à utiliser.

Importation d'équipements de Laboratoire, Matériel Médical, et consommable

Caractéristiques techniques :

- Plage de mesure : $1 \sim 2 \times 10^6 \text{ mPa.s}$
- Spécification du rotor : Rotor standard 1-4 (la viscosité peut être réduite à 0,1-10 m Pa.s)
- Vitesse du rotor : 0.3, 0.6, 1.5, 3, 6, 12, 30, 60 (R/S)
- Port PC : oui
- Interface du capteur de température
- Interface d'imprimante :
- Précision de mesure : $\pm 2\%$ (liquide newtonien)
- Tension : $220 \text{ V} \pm 10\%$ $50 \text{ Hz} \pm 10\%$
- Environnement de travail : $5^\circ\text{C} \sim 35^\circ\text{C}$ humidité relative ne dépassant pas 80 %
- Dimensions extérieures : 380*320*390mm
- Poids brut (kg) : 4.5kg