

## BAC A ULTRASOSN 6.5 L

Type: FSF-031S

Marque : FAITHFUL

Origine : CHINE



### Caractéristiques techniques :

- Utiliser l'eau du robinet ordinaire, l'alcool ou le solvant comme nettoyage;
- Effet de nettoyage transducteurs à haute puissance observable macroscopiquement
- Brillance des objets nettoyés.
- Ecran LCD numérique permet le Réglage de temps, le démarrage et la température
- La coque, la cuve et le couvercle, sont en acier inoxydable haut de gamme;
- Avec un système de température constant avec chauffage;

### **Spécifications :**

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| La fréquence :                     | 40 kHz             |
| Transducteur (PCS) :               | 3                  |
| Capacité :                         | 6,5L               |
| Réservoir Taille (L x w x h Mm) :  | 300 x 150 x 150 mm |
| Taille de l'unité (L x w x h mm) : | 325 x 180 x 280 mm |
| Puissance de chauffage :           | 200 W              |
| Puissance ultrasonique (w) :       | 180 W              |
| Minuteur :                         | 0-30min            |
| Chauffage :                        | RT-80°C            |
| Poids net / Poids brut (KG) :      | 3.6 / 4.3 kg       |