

BAIN MARIE 22,5 L EN INOX

Type : DK-2000IIIL

Marque : FATHFUL

Origine : CHINE



Description :

Bain marie 22.5L

Conception robuste

Equipés d'une cuve en inox et d'un couvercle.

Contrôleur de température intelligent avec programme PID,

Affichage numérique permettant de régler le temps et la température de consigne, et d'afficher la température de bain

Fonction synchronisation de protection sur-température.

Fonction de vidange avec pompe actionnée par un bouton marche/arrêt

Sécurité : Détecteur de niveau d'eau, arrêt en cas de pénurie d'eau pour assurer le fonctionnement sûr du produit.

Mode de chauffage : La nature L'eau convection Chauffer transférer

Fonction :

- Température Intervalle : $Rt + 5 \sim 100\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Résolution de température : $0,1\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Température de Mouvement : $\pm 0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$

Structure :

- Chambre Intérieur : Inoxydable acier
- Coquille Extérieur : Tôle d'acier laminée avec peinture résistante aux réactifs chimique
- Chauffage : tube en acier Inoxydable
- Puissance de chauffage : 1,5 kW

Manette :

- contrôle de Température: PID
- Paramètre de Température : Réglage sur bouton
- Affichage de température: Affichage de température mesurée sur écran haut
Affichage de température enregistrée sur écran bas
- Minuteur : 0 ~ 9999min (avec mode attente)
- Fonction d'Opération : Réglage de température, Réglage de temp, arrêt Automatique.
- Capteur : NTC

Dispositif de sécurité :

Sécurité contre les surchauffes
Alarme de surchauffe de température
Interrupteur avec voyant de mise sous tension
Système de vidange électrique automatique en 1 clic

Spécifications :

- Chambre intérieure Taille (W * l * h) (mm) : 500 x 300 x 150
- Taille extérieure (W * l * h) (mm) : 524 x 322 x 210
- Taille d'emballage (W * l * h) (mm) : 600 x 390 x 280
- Volume interne : 22.5L
- Charger par étagère : 5 kg
- Étagère Numéro : 1
- Alimentation : 100- 240 V - 50 /60Hz
- Poids net / Poids brut (kg) : 7.5 / 9 kg