

Chariot d'anesthésie

Modèle : PSD-AT750-D4

Marque : PSD

Origine : CHINE



Caractéristiques techniques :

- L'étage supérieur à des bords hauts avec une nappe transparente pour protéger la table et facilite le nettoyage.
- Tablette latéral coulissante.
- 05 tiroirs avec des séparateurs à l'intérieur, serrure centralisée et cartes d'étiquettes.
- Dimensions: 750 x 475 x 930mm
- Colonnes en plastique-acier.

Eurl DARELMED, Locaux C et D Immeuble N°12 Toukacht Commune Tizi Rached W.Tizi Ouzou

TEL.:026 41 98 85 / 0560 57 76 83, fax 026 41 98 56 - e-mail: darelmed@gmail.com

WWW.DARELMED.COM

- **Face arrière : conteneur multi-bacs**
- **Support de contenant d'élimination des aiguilles.**
- **Panier de rangement.**
- **02 poubelles latérales.**
- **Roues en ABS luxueuses et silencieuses (deux avec freins) antistatiques, anti-enchevêtrement de cheveux, mouvement léger et flexible.**