

Importation de matériel médical
CONGELATEUR 340 LITRES

Modèle : DH-HL340

Marque : MELING

Origine : CHINE



- Système de contrôle de température de haute précision
- Système de réfrigération puissant
- Système d'isolation thermique efficace
- Système d'alarme sonore et visuelle
- Congélateur ultra bas économique

Le congélateur à ultra basse température Meling -86 ° C DW-HL340 est un congélateur économique pour laboratoire et qualité médicale. Cet ultra congélateur est équipé d'un contrôle de température de haute précision, assurant l'uniformité de la température dans l'armoire avec une plage de -40°C à -86°C. La réfrigération ciblée du congélateur permet une réfrigération rapide. Il est conçu à vocation humaine avec économie d'énergie et respectueux de l'environnement. Il peut stocker en toute sécurité des matériaux de recherche en laboratoire, des matières premières pharmaceutiques, etc. Ce surgélateur médical/de laboratoire est adapté pour une utilisation dans les banques de sang, les systèmes de santé et de prévention des maladies, les hôpitaux, les collèges et universités, les instituts de recherche, l'industrie électronique, les laboratoires dans les collèges et universités, le génie biologique, les entreprises militaires, les entreprises de pêche hauturière. , etc.

Système de contrôle de température de haute précision

Le congélateur à ultra basse température de -86°C DW-HL340 est livré avec un système de contrôle de la température basé sur un microprocesseur, qui vous permet de régler librement la température à l'intérieur de l'armoire dans la plage de -40°C à -86°C. Et il assure la précision de contrôle à 1°C.

Système de réfrigération puissant

Le petit congélateur DW-HL340 est un compresseur à haute efficacité adopté et un célèbre ventilateur EMB, qui sont économes en énergie et respectueux de l'environnement. Le grand condenseur à ailettes avec un espace entre les ailettes inférieur et égal à 2 mm permet une dissipation thermique efficace.

Système d'isolation thermique efficace

Ce mini congélateur est équipé d'une porte moussante à isolation sous vide VIP Plus avec joint. Et les six côtés de l'armoire sont fabriqués à partir de matériaux d'isolation sous vide haute performance, ce qui peut parfaitement améliorer les performances d'isolation thermique.

Système d'alarme sonore et visuelle

Le surgélateur de laboratoire Meling dispose d'un système d'alarme sonore et visuel parfait, y compris une alarme de défaillance du capteur, une alarme de température élevée/basse, une alarme de panne de courant, une alarme de porte entrouverte, etc.

Fonctionnalités

- Système de contrôle de la température par micro-ordinateur de haute précision pour un réglage facile et précis de la température
- Les capteurs de température à résistance de platine peuvent réaliser un contrôle de température plus précis.
- Panneau de commande haute définition et facile à manipuler pour régler la plage de température de -40°C à -86°C avec une précision d'affichage numérique de la température à 1°C
- La porte verrouillable, le verrouillage du clavier et l'accès par mot de passe empêchent tout accès et opération non autorisés
- Congélateur vertical ultra bas avec matériaux intérieurs en acier inoxydable et matériaux extérieurs en panneau d'acier peint, et 4 roulettes universelles pour une manipulation facile

Importation de matériel médical

- 3 étagères inox réglables avec porte intérieure et double joint d'étanchéité en silicone
- En option : enregistreur graphique, système de secours CO2, racks/boîtes de congélation, système d'alarme à distance
- Premier fabricant chinois de congélateurs à ultra-basse température

Champ d'application

Le congélateur ultra bas DW-HL340 peut être utilisé comme congélateur de laboratoire, congélateur médical ultra bas et congélateur, adapté pour une utilisation dans les hôpitaux, les systèmes de santé et de prévention des maladies, les instituts de recherche, les collèges et les universités, l'industrie électronique, le génie biologique, les laboratoires dans collèges et universités, entreprises militaires, entreprises de pêche hauturière, etc.

Caractéristiques

-86°C Congélateur à très basse température	
Modèle	DW-HL340
Type d'armoire	Droit
Capacité (L)	340
Taille interne(W*D*H)mm	470*578*1250
Taille externe(W*D*H)mm	755*895*1982
Taille du colis (L*P*H)mm	895*1003*2186
NO/GW(Kgs)	208/277 (emballage en bois)
Performance	
Écart de température	-40~-86°C
Température ambiante	16-32°C
Performances de refroidissement	-86°C
Classe climatique	N
Manette	Microprocesseur
Afficher	Affichage numérique
Réfrigération	
Compresseur	1 pc
Méthode de refroidissement	Refroidissement direct
Mode dégivrage	Manuel
Réfrigérant	Mélange de gaz
Épaisseur d'isolation(mm)	G/D : 110, B : 130
Construction	
Matériel externe	Tôle d'acier laminée à froid
Matériau intérieur	Acier inoxydable
Étagères	3 (acier inoxydable)

Importation de matériel médical

Serrure de porte avec clé	Oui
Cadenas	Oui
Port d'accès	1 pc. Ø 25 mm
Roulettes	4
Enregistrement de données/Intervalle/Durée d'enregistrement	USB/Enregistrement toutes les 10 minutes / 2 ans
Batterie de réserve	Oui
Alarme	
Température	Haute/basse température, haute température ambiante
Électrique	Panne de courant , Batterie faible
Système	Défaillance du capteur, erreur de communication, surchauffe du condenseur, porte entrouverte, défaillance de l'enregistreur de données USB intégré
Accessoire	
Standard	RS485, contact d'alarme à distance
Choix	Enregistreur graphique, système de sauvegarde CO2