

TABLE OPERATOIRE MECANIQUE

Modèle : 3002

Marque : NANTONG

Origine : CHINE



Spécifications techniques :

Cette table convient aux interventions chirurgicales de la tête, du cou, du thorax, de l'abdomen, du périnée et des extrémités ainsi qu'aux interventions gynécologiques, oto-rhino-laryngologiques et orthopédiques

Coulissante ou bien flottante 3002 s'adapte aux rayons X pour la radiologie
L'élévation, l'abaissement, Trendelenburg inversé, le Trendelenburg et les inclinaisons latérales de la table peuvent être contrôlés mécaniquement.

La section pieds peut être tournée, ouverte, démontée et ajustée facilement, elle est la plus appropriée pour les opérations urologique.

Le plateau de table en panneaux synthétiques à haute résistance, peut se déplacer d'avant en arrière, un examen aux rayons X peut être effectué dessus.

Il peut être levé ou abaissé hydrauliquement au moyen d'une pompe à huile.

Différentes positions peuvent être contrôlées des deux côtés.

L'intérieur et le couvercle extérieur du châssis sont en acier inoxydable.

Caractéristiques techniques

Compatible C-ARM, mouvement de longueur de table :	400 mm
Trendelenburg inversé/Trendelenburg :	20°/20°
Inclinaison latérale :	18°
Section principale vers le haut/vers le bas :	45°/90°
Section arrière haut/bas :	55 °/0 °
Rein :	120 mm
Section de jambe vers le bas/ouverte :	90°/90°, détachable

Dimensions :

Longueur, Largeur, Hauteur :	2100 x 500 x (750~950) mm
------------------------------	---------------------------

Livré avec accessoires :

- Arceau d'anesthésie
- Appuis bras (paire)
- Appuis jambe (paire)
- Epaulières (paire)
- Supports latéraux (paire)
- Supports (plaque) pieds (en option)