

Table opératoire ophtalmique

Modèle : T500

Marque : ch medical

Origine : CHINE



Spécifications :

La table d'opération électrique ophtalmique est un nouveau produit développé selon les exigences cliniques des hôpitaux, ce qui est particulièrement adapté aux chirurgies ophtalmiques.

La table peut être abaissée jusqu'à 550 mm, ce qui est pratique pour que le chirurgien opérant en position assise pendant la chirurgie ophtalmologique et il y a aussi un support de repose-main pour réduire le degré de fatigue du chirurgien

Caractéristiques technique:

- Longueur et largeur du dessus de table : $2000(\pm 20) \times 530 (\pm 20)$ mm
- Hauteur du dessus de table :
minimum $550(\pm 20)$
Maximum $780(\pm 20)$ mm (Électrique)
- Panneau arrière tournant vers le haut : $\geq 75^\circ$
- Tournant vers le bas : $\geq 10^\circ$ (électrique)
- Tête de lit :
levage $100 (\pm 10)$ mm,
Abaissement $50 (\pm 10)$ mm
- Alimentation: 220 V 50 Hz
- Charge nominale : 135 kgs