

Table d'accouchement électrique

Modèle : T600

Marque : CH MEDICAL

Origine : Chine



Table d'opération gynécologique électrique pour accouchement obstétrique

La table d'opération gynécologique électrique extractible est fabriquée selon les besoins du marché en introduisant et en référençant une technologie de pointe étrangère et c'est une table d'opération complète utilisée pour l'examen et le diagnostic gynécologiques, l'accouchement, la césarienne d'urgence et d'autres fins.

Cette table d'accouchement est pratique et flexible à utiliser avec un faible bruit et des performances stables. Pour faciliter les opérations du personnel médical, la table peut être équipée en option d'une commande manuelle ou à pied pour manipuler son mouvement ;

Importation de matériel médical

2. L'inclinaison vers l'avant et vers l'arrière, le levage et l'abaissement de la table et la rotation du panneau arrière sont tous réalisés par une tige de poussée électrique. Les opérations sont flexibles, sûres et fiables avec des angles réglables ;
3. Le corps de la table chirurgicale gynécologique électrique extractible est en acier inoxydable de haute qualité, dont l'apparence est belle, facile à nettoyer et à stériliser ; la table est dotée d'une table auxiliaire intégrée avec un pied extractible qui est pratique pour le rangement ; et le bac à saleté rétractable en acier inoxydable équipé peut empêcher le liquide amniotique d'éclabousser pendant l'accouchement et est pratique à utiliser ;
4. La base est en acier inoxydable 304 de haute qualité, tandis que le plateau de la table est en plaque de plastique carbone de haute qualité avec une excellente étanchéité et la surface est polie pour la résistance aux chocs, la prévention des rayures, la résistance à l'abrasion et la résistance à la désinfection et est facile à nettoyer, ce qui répond pleinement au besoin de désinfection postopératoire.
5. Le matelas en mousse peut soulager efficacement les points de pression des patients et l'utilisation de matériaux antistatiques de haute qualité, faciles à désinfecter et durables, peut prévenir efficacement l'apparition d'escarres postopératoires ; le matériau est conforme aux normes de sécurité et la surface est antibactérienne et facile à nettoyer, ce qui répond aux exigences de désinfection de la salle d'opération ;
6. La forme de la table est conçue en fonction des fonctions du corps humain et a une belle apparence.
7. Des freins médicaux sont équipés pour faciliter le mouvement et l'immobilisation de la table, de manière sûre et fiable.

Caractéristiques techniques :

Longueur du plateau de table : 1820±20mm
Largeur du plateau de table : 600 ± 20mm
Hauteur minimale du plateau de table : 780mm±20mm
Hauteur maximale du plateau de table : 1000mm ± 20mm (électrique) ;
Inclinaison vers l'avant du corps de la table : ≥25° (électrique)
Inclinaison vers l'arrière du corps de la table : ≥20° (électrique)
Angle de rotation vers le haut du panneau arrière : ≥75° (électrique)
Alimentation électrique : 220V 50Hz
Charge nominale : 135KG