

Scialytique mobile LED 05 réflecteurs avec batterie

Modèle : WYLEDKL5 LED

Marque : WEYUAN

Origine : CHINE



Le système d'éclairage chirurgical de la série WYLEDK est conçu pour éclairer le champ chirurgical et peut être ajusté pour l'intensité lumineuse dans une taille de motif variable.

Eurl DARELMED, Locaux C et D Immeuble N°12 Toukacht Commune Tizi Rached W.Tizi Ouzou

TEL.:026 41 98 85 / 0560 57 76 83 fax 026 41 98 56 - e-mail: darelmed@gmail.com

WWW.DARELMED.COM

Caractéristiques techniques :

Éclairage : 40 000-140 000 lux
Température de couleur : 4300±500K
Indice de rendu des couleurs : 96%
Taille du champ lumineux : 200 ± 50 mm
Profondeur d'éclairage : 800 mm
Puissance : 25 W
Diamètre de la tête de lampe : 500 mm
Nombre de LED : 25
Échauffement à la tête du chirurgien : Moins de 1°C
Batterie au lithium 7,5 Ah, autonomie de 4 heures une fois complètement chargée
Haute intensité de max 140 000 lux à 1 mètre.

Spécifications :

La température de couleur de 4 500 K offre une coloration naturelle et vraie ;
Rendu précis des couleurs ;
Super éclairage à cavité profonde;
Excellent contrôle des ombres ;
Efficacité énergétique ;
Lampes LED Osram fabriquée en Allemagne avec une durée de vie de 50 000 heures
Chacune a sa propre lentille, assurent l'uniformité des matrices
Réflecteurs multi-angles conçus par CAD / CAM, éliminent les ombres des têtes et des mains des chirurgiens
Mécanisme de mise au point extrêmement fluide avec le bouton de mise au point ;
Mouvement fluide du système de suspension ;
4 heures de temps de charge, dure au moins 4 heures une fois qu'il est complètement chargé ;
Facile à installer et durable.
Quatre roues avec freins, faciles à déplacer

Adaptabilité :

Possibilité d'être utilisé dans les différents services.
Déplacement : poids super léger grâce à la batterie en lithium qui diminue le poids de la machine
par deux permet le déplacement au sein de tous les services

Evolutivité :

Possibilité d'augmentations de la capacité de la batterie
Possibilité d'ajout d'un deuxième manche stérilisable

Type technologie :

Double afficheur numérique pour voltage et niveau de batterie

Réflecteurs multi-angles conçus par CAD / CAM, éliminent les ombres des têtes et des mains des chirurgiens

Livraison lumière froide blanche brillante sans compromis

Les lampes LED Osram, chacune a sa propre lentille

Base en acier inoxydable, légère

Batterie au lithium 7,5 Ah,

Quatre roulettes avec freins.

Equilibre dans n'importe quelle position.