

LAMPE D'EXAMEN LED

Modèle : JSF-JD02

Marque : JSF

Origine : CHINE



Caractéristiques techniques :

Douille diamètre 75 mm

Éclairage utilisant Osram importé d'Allemagne, avec une lumière stable et un long temps de travail

Le bras flexible peut se positionner librement, facile à déplacer.

Lumière blanche brillante

Ampoule :	LED
Tension d'alimentation :	220 V
Puissance :	3w

Température de couleur :	4500k
Eclairement (50 cm) :	16000 Lux
Réglage de la hauteur	
Durée de vie de la lampe:	20000 heures
Taille de l'emballage :	93 x 48 x 10 cm
Poids net/brut :	4 kg/5 kg