

SCIALYTIQUE PLAFONNIER DEUX COUPOLES

Type : LED 700/700

Marque : CH MEDICAL

Origine : CHINE



Caractéristiques techniques :

Scialytiques plafonniers à deux coupoles avec poignés autoclavables

Boîtier de commande sur chaque coupole

Tension :	95~ 245V, 50/60HZ
Luminance à la distance d'un mètre (lux) :	LED700- coupole une (1) Avec mode Endoscopie 20 000,00-200,000 lux LED700- coupole deux (2) Mode Endoscopie 20 000,00-200,000 lux
Luminosité réglable	10- 100%
Diamètre de la tête de la lampe	700MM/700MM
Quantité des lampes LED	80PCS/80PCS
Température de couleur réglable	3800-5500K

Indice de rendu de couleur Ra	96
Indice de rendu de couleur R9 (rouge)	98
Taille du champ lumineux réglable	150-350MM/150-350MM
Densité totale du flux radiant	364W/m2
Mode d'endoscopie	OUI
Mode d'endoscopie lampes LED	8PCS/8PCS
Illumination pour le mode d'endoscopie	10%
Durée de vie de LED	80,000 heures
Matière principale	Aluminium
Angle du bras rotatif	>540°
Puissance de l'ampoule LED	1w chacune
Puissance d'entrée	400w
Élément de manœuvre	Contrôle tactile
Évaluation de la protection de la tête de lampe	IP54+ ignifuge
Profondeur d'éclairage L1+L2	1400MM
Poids de la lampe	700+ 700= 52KGS
Emballage	3 boîtes en bois