

## Soudeuse clampreuse station

**Modèle : station 3712**

**Marque : BMS**

**Origine : CHINE**



**Meilleur choix pour le centre de préparation des composants sanguins**

### Avantages innovants

- La conception ergonomique offre des bords arrondis pour une manipulation confortable
- La R&D sino-allemande garantit un processus de scellage fiable, sûr et efficace
- Compatible avec toutes sortes de poches de sang

### **Équipe technologique commune de R&D sino-allemande**

8 ans de R&D conjoints d'équipes sino-allemandes garantissent une étanchéité rapide et fiable des tubes médicaux en PVC

### **Design moderne**

La conception ergonomique offre des bords arrondis pour une manipulation confortable

Meilleur choix pour le centre de préparation des composants sanguins

Station de soudure automatique de tubes 3712 avec indicateur de soudure

**Spécifications techniques :**

- Application : centre de préparation de composants sanguins
- Méthode de chauffage diélectrique haute fréquence
- processus de scellage automatique pour sceller les tubes des unités de poches de sang
- temps de scellage : 0,6 à 3 sec
- capacité : jusqu'à 1 000 joints par heure
- scelle les tubes d'un diamètre extérieur allant jusqu'à 6 mm
- force de déchirure réglable
- dimensions (LxWxH) mm: 295x180x130
- pistolet à sceller (mm) : 180x145
- poids : 2.9 Kg