

Soudeuse clampreuse mobile

Modèle : Mobile 3724

Marque : BMS

Origine : CHINE



Meilleur choix pour un centre de don de sang volontaire

Avantages innovants

- La conception ergonomique offre des bords arrondis pour une manipulation confortable
- La R&D sino-allemande garantit un processus de scellage fiable, sûr et efficace
- Compatible avec toutes sortes de poches de sang

Facile à porter

- Portable, alimenté par batterie pour un scellage rapide des tubes médicaux
- Une batterie suffisante fournit jusqu'à 1 500 fois d'étanchéité

Commodité d'utilisation

- la poignée de fermeture ne pèse que 220 g
- un toron spiralé jusqu'à 150 cm garantit un champ d'application flexible

Eurl DARELMED, Locaux C et D Immeuble N°12 Toukacht Commune Tizi Rached W.Tizi Ouzou
TEL.:026 41 98 85 / 0560 57 76 83, fax 026 41 98 56 - e-mail: darelmed@gmail.com

WWW.DARELMED.COM

- autonomie suffisante de la batterie

Meilleur choix pour un centre de don de sang volontaire

Soudeuse automatique de tubes mobile 3724 avec indicateur de soudure

Spécifications techniques :

- Application : centre de don de sang volontaire
- scelleuse de tubes portative polyvalente
- méthode de chauffage diélectrique à haute fréquence
- un capteur ajuste automatiquement le processus d'étanchéité en fonction du matériau et du diamètre du tube
- fournit jusqu'à 1 500 sceaux par chargée
- temps de scellage : 0,6 à 3 sec
- scelle les tubes d'un diamètre extérieur allant jusqu'à 6 mm
- lumières LED pour le contrôle visuel du processus
- dimensions (LxWxH) mm: 260x164x110
- pistolet à sceller (mm) : 180x145
- poids : 2.5 Kg